



Bausch+Lomb Biotrue® Solution multifonctions

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CETTE NOTICE POUR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

MODE D'EMPLOI: pour hydrater, nettoyer, décontaminer et éliminer les protéines chaque jour des lentilles, procédez comme suit. La procédure quotidienne suivante est recommandée par Bausch + Lomb pour un port des lentilles de contact sain et confortable:

ÉTAPE 1 :

versez au moins 3 gouttes de solution multifonctions Biotrue® sur chaque face de la lentille et massez délicatement chaque face pendant 20 secondes.

ÉTAPE 2 :

Rincez soigneusement chaque face de la lentille pendant 5 secondes avec la solution multifonctions Biotrue®.

ÉTAPE 3 :

Placez les lentilles de contact nettoyées dans leur étui et remplissez-le de solution multifonctions Biotrue®. Laissez vos lentilles tremper pendant minimum 4 heures dans un étui fermé. Videz la solution usagée de l'étui après chaque cycle d'entretien. Utilisez toujours de la solution Biotrue® fraîche. Vous pouvez maintenant mettre vos lentilles. S'il reste des impuretés sur vos lentilles de contact, rincez-les avec la solution multifonctions Biotrue® avant de les mettre. Suivez toujours les instructions de votre spécialiste. Selon la nature de vos larmes et votre fréquence d'utilisation des lentilles, votre spécialiste pourra vous recommander des produits ou des systèmes d'entretien complémentaires. Conservez vos lentilles de contact dans leur étui fermé si vous ne les portez pas après un cycle d'entretien. N'utilisez pas de solution saline pour conserver vos lentilles. La solution saline ne désinfecte pas. Vous pouvez conserver vos lentilles immergées dans de la solution au maximum 30 jours dans un étui fermé. Si vous les laissez plus longtemps dans cet étui, vous devez les nettoyer et les décontaminer avec de la solution



multifonctions Biotrue® fraîche avant de les mettre.

Composition : acide hyaluronique, sulfobétaïne, poloxamine, acide borique, borate de sodium, édétate de sodium et chlorure de sodium, conservée avec polyaminopropyl biguanide à 0,00013 % et polyquaternium à 0,0001 %.

ACTIONS : La solution multifonctions Biotrue® nettoie, décolle et élimine les dépôts de protéines, et autres dépôts ou débris provenant des larmes et qui s'accumulent sur les lentilles de contact souples. La solution multifonctions Biotrue® permet d'éviter la formation de dépôts irritants à la surface des lentilles et élimine les micro-organismes nuisibles à la surface des lentilles. La solution multifonctions Biotrue® assure un confort tout au long de la journée.

INDICATIONS (Utilisations) : La solution multifonctions Biotrue® est indiquée pour le nettoyage quotidien, l'élimination des protéines, le rinçage, la conservation et la décontamination chimique (et non thermique) des lentilles de contact souples à usage quotidien, y compris les lentilles de contact en silicone hydrogel, conformément aux recommandations de votre spécialiste.

CONTRE-INDICATIONS (Raisons de ne pas utiliser ce produit) : Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergiques à l'un de ses composants.

AVERTISSEMENTS : DES COMPLICATIONS AVEC LES LENTILLES DE CONTACT ET LES PRODUITS D'ENTRETIEN PEUVENT ENTRAÎNER UNE INFECTION ET/OU UN ULCÈRE DE LA CORNÉE ET UNE PERTE DE LA VISION. Il est primordial de respecter les instructions de votre spécialiste ainsi que les indications figurant sur l'emballage pour une bonne utilisation des lentilles, de leur étui et des produits d'entretien. Les complications oculaires, notamment les ulcères de la cornée, peuvent se développer rapidement et entraîner une perte de la vision. Le port des



lentilles est contre indiqué la nuit, pendant votre sommeil. Des études cliniques ont démontré que le risque infectieux augmente avec un port nocturne des lentilles. Les lentilles doivent être quotidiennement retirées pour être nettoyées et désinfectées et elles doivent être remplacées à la fréquence indiquée par votre spécialiste. Des études cliniques ont démontré que le port prolongé de lentilles de contact entraînait davantage de complications que le port journalier. Des études ont également démontré que le risque infectieux augmentait si les lentilles sont portées trop longtemps. Les fumeurs ont plus de risques de subir des complications. Si vous ressentez une gêne oculaire, un larmoiement excessif, des troubles de la vision, des rougeurs oculaires, retirez immédiatement vos lentilles et consultez au plus vite votre spécialiste. Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact de consulter leur spécialiste deux fois par an ou davantage, si cela s'impose. Remplissez votre étui de solution fraîche chaque fois que vous y déposez vos lentilles. Ne jamais ajouter ni réutiliser de solution usagée. Jetez toujours la solution restante dans l'étui après chaque utilisation. Vous ne devez pas conserver vos lentilles dans de l'eau, ni les exposer à de l'eau, ni rincer votre étui avec de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille, de l'eau distillée ou avec une solution non stérile. Vous devez toujours nettoyer et rincer votre étui avec la solution multifonctions Biotrue®. Toujours sécher votre étui à l'air libre chaque fois que vous retirez vos lentilles. Pour vider complètement votre étui de solution, vous pouvez le retourner d'un coup sec avant le séchage à l'air libre. Remplacez votre étui à lentilles tous les 30 jours. **Si vous ne jetez pas la solution de l'étui après chaque utilisation ou si vous utilisez de l'eau pour l'entretien de vos lentilles, une contamination pourrait se produire provoquant une lésion oculaire et une perte de vision potentielle. Pour des informations supplémentaires sur la sécurité d'emploi, consultez les recommandations d'utilisation.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

- Respectez toujours le mode d'emploi du produit.



- Consultez régulièrement votre spécialiste.
- Veillez à toujours vous laver et vous sécher les mains avant toute manipulation de lentilles.
- Ne pas utiliser ni d'eau du robinet, ni d'eau en bouteille, ni de salive avec les lentilles ou avec l'étui à lentilles.
- Utilisez uniquement de la solution Biotrue® fraîche pour nettoyer vos lentilles de contact.
- Jetez toujours la solution restante dans l'étui à lentilles après chaque utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Videz toujours la solution de l'étui après chaque utilisation.
- Gardez le flacon bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Conservez le produit à température ambiante.

EFFETS INDÉSIRABLES (Problèmes et solutions) : Les problèmes suivants peuvent survenir : picotement, brûlure ou démangeaison (irritation) au niveau des yeux, diminution du confort, sensation de corps étranger dans les yeux, larmoiement excessif, sécrétion oculaire inhabituelle, rougeurs, baisse de l'acuité visuelle, vision floue, présence d'arcs-en-ciel ou de halos autour des objets, sensibilité accrue à la lumière ou sécheresse oculaire. **Si vous constatez l'un des symptômes ci-dessus : Retirez immédiatement vos lentilles.**

- Si la gêne ou le problème cesse, observez attentivement la lentille.
- Si la lentille est endommagée, ne la remplacez pas sur l'oeil. Placez-la dans son étui et contactez votre spécialiste.
- S'il y a des impuretés ou un corps étranger sur la lentille, nettoyez, rincez et décontaminez correctement la lentille avant de la replacer sur l'oeil.
- Si le problème persiste, retirez immédiatement la lentille et consultez votre spécialiste.

Si l'un des symptômes ci-dessus survient, cela peut être le signe d'un problème grave tel qu'une infection, un ulcère de la cornée ou une néovascularisation. Demandez immédiatement l'avis d'un spécialiste.



UNE BONNE HYGIÈNE POUR LE SOIN DES LENTILLES :

- Veillez à toujours vous laver et vous sécher les mains avant toute manipulation de lentilles.
- Nettoyez, rincez et décontaminer vos lentilles chaque fois que vous les retirez.
- Mettez vos lentilles en procédant toujours dans le même ordre. Par exemple, d'abord la droite puis la gauche.
- Après utilisation, vous devez toujours nettoyer et rincer votre étui à lentilles avec de la solution multifonctions Biotrue® fraîche. Toujours sécher votre étui à l'air libre chaque fois que vous retirez vos lentilles.

EMBALLAGE : la solution multifonctions Biotrue® est disponible en flacon plastique stérile de 60ml, 300ml et PackEco3 (3x300ml). Le flacon et l'emballage comportent un numéro de lot et une date de péremption.