

BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'UTILISATION ET LA CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.

Spécialement recommandée pour nettoyer les lentilles en fluoro silicone acrylate et les lentilles rigides perméables aux gaz en silicone acrylate.

DESCRIPTION: BAUSCH & LOMB Boston Advance™ Formule Confort – Solution de Conservation est une nouvelle génération de produits spécialement formulés pour les lentilles rigides et rigides perméables aux gaz. Elle dépose un film protecteur à la surface de la lentille qui améliore et maintient l'hydratation de la lentille tout au long de la journée. Elle diminue également les frictions entre la cornée et la paupière en éliminant les particules responsables d'irritation et d'inconfort. Boston Advance™ Conservation améliore le confort grâce à une nouvelle formule brevetée, biocompatible avec les yeux. Cette solution contient un système de conservation optimal efficace pour supprimer les organismes pathogènes de la surface des lentilles rigides perméables aux gaz. Boston Advance™ Conservation s'utilise après le nettoyage des lentilles rigides perméables aux gaz en fluoro silicone acrylate, en silicone acrylate et à traitement de surface. Il est aussi indiquée pour les lentilles en PMMA.

COMPOSITION: Décontaminant: polyaminopropyl biguanide (0.0005% w/v), gluconate de chlorhexidine (0.003% w/v); edetate disodique (0.05% p/v). Autres : agents tampons et de tonicité, polyquaternium 10, viscosifiant cellulosique, alcool polyvinylique, dérivé du polyéthylène glycol.

DIRECTIONS

ETAPE 1. Se laver soigneusement les mains avant de manipuler vos lentilles.

ETAPE 2. Nettoyer les lentilles selon les instructions de votre solution de nettoyage.

ETAPE 3. Mettre vos lentilles dans l'étui et immerger chaque lentille dans une solution de conservation neuve BAUSCH & LOMB BOSTON Advance Solution de Conservation.

ETAPE 4. Laisser tremper les lentilles pendant au moins 4 heures pour assurer une décontamination efficace avant des les remettre sur l'oeil.

ETAPE 5. Après avoir retiré les lentilles de l'étui, poser de la solution neuve sur la lentille avant de les remettre.

ETAPE 6. Toujours nettoyer soigneusement l'intérieur de l'étui avec BOSTON Advance Formule Confort – Solution de Conservation, et sécher à l'air. Vous devez nettoyer votre étui tous les jours.

PRECAUTIONS: Pour assurer une bonne hygiène et manipulation des lentilles et des produits d'entretien, toujours suivre soigneusement les instructions.

- Ne jamais réutiliser la solution. Pour assurer une décontamination

efficace, renouveler en totalité et quotidiennement la solution dans l'étui.

- Ne jamais conserver vos lentilles dans la solution de nettoyage.
- Utiliser avant la date de péremption. Même si le flacon n'est pas ouvert, il doit être jeté à la date de péremption.
- Jeter le flacon restant 90 jours après ouverture.
- Toujours suivre une hygiène correcte et des techniques de manipulation adéquates. Si les lentilles de contact et les produits pour lentilles ne sont pas utilisés correctement, il y a un risque de contamination bactérienne.
- Eviter de mettre en contact la solution avec du tissu ou des serviettes: la solution pourrait les tâcher.

MISE EN GARDE:

- Ne pas utiliser cette solution avec des lentilles de contact souples
- GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS
- Ne pas utiliser si le sceau de sécurité du flacon est cassé ou manquant
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants.

EN CAS D'IRRITATION DE L'OEIL, DE LARMOIEMENT EXCESSIF, DE CHANGEMENT DE VOTRE VISION OU DE ROUGEUR DE L'OEIL, ENLEVER IMMEDIATEMENT VOS LENTILLES ET CONTACTER RAPIDEMENT VOTRE SPECIALISTE.

CONDITIONNEMENT:

BAUSCH & LOMB BOSTON Advance Solution de Conservation:
flacons stériles de 120 ml et 30 ml. Les flacons sont répertoriés avec un numéro de lot et une date de péremption



Bausch & Lomb Incorporated,
Rochester, NY 14609, U.S.A.



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston upon Thames, KT2 6TN, UK

CE 0050



Fabriqué en Italie

®/™ sont des marques commerciales de Bausch & Lomb incorporated ou ses filiales.

© Bausch & Lomb Incorporated